


GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP


ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES

1. AREA USUARIA			
ETAPA VIDA ADOLESCENTE			
2.FINALIDAD PUBLICA			
La Coordinación de Etapa vida adolescente, requiere de TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO, BALANZA (OTRAS) y TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT) DE MADERA FIJO PARA ADULTOS para las IPRESS de la RIS-Churcampa, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades enmarcadas en la etapa de vida adolescente.			
3.OBJETIVO DE LA CONTRATACION			
OBJETIVO GENERAL:			
✓ Cumplimiento de actividades enmarcadas en la Etapa de Vida Adolescente.			
OBJETIVOS ESPECIFICOS:			
✓ Adquirir TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO, BALANZA (OTRAS) y TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT) DE MADERA FIJO PARA ADULTOS para las IPRESS de la RIS-Churcampa.			
✓ Mejorar la calidad de atención			
✓ Facilitar el registro de información clínica			
✓ Fomentar el trabajo multidisciplinario			
✓ Informar y educar al adolescente			
✓ Promover el uso adecuado de los servicios de salud			
4.CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR			
DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR.			
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien
			<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <p><u>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO:</u> BALANZA (OTROS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones de Plataforma: 32cm Largo x 32cm Ancho x 5cm Alto • Activación: Cuatro baterías tipo AA (incluidas) o adaptador de CA (incluido) • El peso se muestra en libras o kilogramos • Encendido al subir y apagar al salir prolonga la vida de las baterías • Interruptor maestro para protegerla de encendido accidental durante su transportación • Pantalla LCD de fácil lectura • Pesaje normal • Modo de pesaje de Adulto e Infante
1	01	UNIDAD	



GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien
1	03	UNIDAD	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: <u>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO:</u> TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color: Black • EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LA DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL DE PACIENTES ADULTOS • ESTUCHE PROTECTOR DE TRANSPORTE ACOLCHADO. • UNIDAD ANEROIDE DE MANO • MEDIDOR ANALÓGICO CONECTADO AL BRAZALETE • SISTEMA DE FIJACIÓN DE LOS BRAZALETES TIPO VELCRO • BRAZALETES DE TAMAÑO: ADULTO • EXACTITUD DE MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL DE 5 MMHG APROXIMADA. • NOTA IMPORTANTE: se recomienda Coordinar con el Área Usuaría para dar mayores detalles.



Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien
1	04	UNIDAD	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: <u>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO:</u> TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT) DE MADERA FIJO PARA ADULTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso: Adulto - Medida: 199 cm - Tallímetro: móvil de madera adulto - Constituido por dos piezas (un cuerpo y tope móvil), cuyo tablero se encuentra asegurado a la pared del ambiente en que se instala. - Empleo: para medir la talla de niñas y niños menores de dos años o la estatura de mujeres y varones de dos a nueve años, adolescentes, adultos y adultos mayores. - partes: base, tablero y tope móvil.